


SISTEMA PECTUS UP SURGERY KIT



BV Medical Technologies, SL

RECOMENDACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL PECTUS UP SURGERY KIT EN QUIRÓFANO



ID	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
0	02-0002	PECTUS UP NEW GENERATION
1		PLACA 2 ELEVADORES
2		PLACA ESTERNAL
3		TORNILLOS DE FIJACIÓN ENTRE PLACAS
4		DESTORNILLADOR TORX10
5		LLAVE DINAMOMÉTRICA + PUNTA TORX10
6		TORNILLO RÓTULA
7		SISTEMA DE ELEVACIÓN: TORNILLO Y ROSCA DE POTENCIA ELEVADORA
8		LLAVE MANGO T INOXIDABLE
9		LLAVE PLANA
10		TORNILLOS INTER-PLACAS
11		PUNTA TORX8

ELEMENTOS IMPLANTABLES DEL PECTUS UP SURGERY KIT


ID	DESCRIPCIÓN	#	IMAGEN
1	PLACA 2 ELEVADORES	1	
2	PLACA ESTERNAL	1	
3	TORNILLOS DE FIJACIÓN ENTRE PLACAS	5	
10	TORNILLOS INTER-PLACAS	2	

MATERIAL INSTRUMENTAL ESPECÍFICO PARA EL PECTUS UP SURGERY KIT

ID	DESCRIPCIÓN	#	IMAGEN
4	DESTORNILLADOR TORX10	1	
5 11	LLAVE DINAMOMÉTRICA PUNTA TORX10 PUNTA TORX8	1 + 1 + 1	

ID	DESCRIPCIÓN	#	IMAGEN
6	TORNILLO RÓTULA	1	
7 8	SISTEMA DE ELEVACIÓN	1	
9	LLAVE PLANA	1	

ENSAMBLE SISTEMA DE ELEVACIÓN

ID	DESCRIPCIÓN	#	IMAGEN
7	SISTEMA DE ELEVACIÓN	1	
8	LLAVE MANGO T INOXIDABLE	1	
7 8	SISTEMA DE ELEVACIÓN	1	

ESTERILIZACIÓN DEL PECTUS UP SURGERY KIT

